

1回使い切り滅菌済みピアッサー Safety Piercer セイフティピアッサー




認証番号: 20700BZY00497000
一般的名称: 単回使用穿孔器

耳用ピアッサー



ピアストラブルの原因の多くは、耳たぶの厚みに対しピアスが短かすぎて傷口を圧迫してしまい、ピアスホールがうまく定着しない点にあると考えられています。
JPSセイフティピアッサーは、従来よりも長い8mmピアスを開発。
日本人の耳たぶに合う長いピアスでピアスのトラブルを防ぎます。



「5」で始まる品番は30年続いている定評の製品、「7」で始まる品番は新製品です。装填されているピアスは同じですが、指の滑り止めが強化され、ピアッシングの音も小さくなりました。落下部品もありません。



厚い耳にも 16G 1.2mm ヘッド 3mm

ロングタイプ



●シルバーカラー (医療用ステンレス)



●ゴールドカラー (純金処理した医療用ステンレス)





厚い耳にも

16G 1.2mm

ヘッド 3mm

金属アレルギー対応

チタンロングタイプ



●シャンパンゴールドカラー (純チタン処理した医療用ステンレス)



1月
5M101ZL
7M101ZL



2月
5M102ZL
7M102ZL



3月
5M103ZL
7M103ZL



4月
5M104ZL
7M104ZL



5月
5M105ZL
7M105ZL



6月
5M106ZL
7M106ZL



7月
5M107ZL
7M107ZL



8月
5M108ZL
7M108ZL



9月
5M109ZL
7M109ZL



10月
5M110ZL
7M110ZL



11月
5M111ZL
7M111ZL



12月
5M112ZL
7M112ZL



パール
5M1301ZL
7M1301ZL



ボール
5M300ZL
7M300ZL



●シルバーカラー (純チタン)



1月
7M201TL



2月
7M202TL



3月
7M203TL



4月
7M204TL



5月
7M205TL



6月
7M206TL



7月
7M207TL



8月
7M208TL



9月
7M209TL



10月
7M210TL



11月
7M211TL



12月
7M212TL



パール
7M301TL



パール
7M307TL



ボール
5M300TL
7M300TL



厚い耳にも

14G 1.6mm

ヘッド 3mm

軟骨



●シルバーカラー (医療用ステンレス)



アクアマリン
5M103WC
7M103WC



ダイヤモンド
5M104WC
7M104WC



ローズ
5M110WC
7M110WC



パール
5M1301WC
7M1301WC



ボール
5M300WC
7M300WC

●ゴールドカラー (純金処理した医療用ステンレス)



ボール
5M300YC
7M300YC

●シルバーカラー (純チタン)



アクアマリン
7M203TC



ダイヤモンド
7M204TC



ローズ
7M210TC



パール
7M301TC



ボール
7M300TC

●シャンパンゴールドカラー (純チタン処理した医療用ステンレス)



ボール
5M300ZC
7M300ZC

金属アレルギー対応

金属アレルギー対応



使用説明動画



厚い耳にも

14G 1.6mm

ヘッド 4mm

金属アレルギー対応

透明



●クリアカラー (樹脂)



フルムーン
5RF506CL
7RF506CL

ピアス・キャッチが透明のため目立ちにくい作りです。
耳軟骨への使用も可能です。

ボディ用ピアッサー



ニードルタイプ ダブルストーン

●シルバーカラー (医療用ステンレス)



アクアマリン 5NB03W
ダイヤモンド 5NB04W
ローズ 5NB10W

ファーストピアスでダブルストーンピアスを装着。
ボディピアッサー用ピンセット (PC) 付き。



使用説明動画



バーベルタイプ

●シルバーカラー (純チタン製)



5NB300T-HESO



使用説明動画 (へそ)



使用説明動画 (まゆ)

●ボディピアッサー用ピンセット (プラスチック製)



PC

最適な位置を決め、皮膚を固定するための器具です。

- ①ピンセットの根本のくりぬき孔を希望の部位にあててマーキングペンで印をつける。
- ②印の横線で折り返し、両サイドの丸点を背中合わせにして挟み、矢印の方向にバーをずらしピンセットが開かないように固定する。




使用説明動画



ニードルタイプ

●シルバーカラー (医療用ステンレス)



5NS25W

本品はニードルのみで、ピアスは装填されていません。
右記のバーベルピアスからお選びください。



使用説明動画


金属アレルギー対応 ストレートニードル対応バーベルピアス

シングルストーン	ダブルストーン	シングル								ダブル					
		QH401T	QH402T	QH403T	QH404T	QH405T	QH406T	QH407T	QH408T	QH409T	QH410T	QH411T	QH412T	QH413T	QH400T
		QH501T	QH502T	QH503T	QH504T	QH505T	QH506T	QH507T	QH508T	QH509T	QH510T	QH511T	QH512T	QH513T	

カーブドバーベル	ストレートバーベル						サーキュラーバーベル
	6mm QC406T	8mm QC408T	12mm QC412T	6mm QS406T	8mm QS408T	12mm QS410T	14mm QS414T
							12mm QB101T



●シルバーカラー (純チタン)




5FB10T



使用説明動画



●シルバーカラー (純チタン)



5B18T



使用説明動画



●シルバーカラー (純チタン)
ピアスの先端が太くなっているためキャッチがなくても外れません。



ダイヤモンド 5S204WTN
ボール 5S300WTN




使用説明動画



●シルバーカラー (医療用ステンレス)

業界最長、有効軸長10mm!



ボール 5R300WB

使い捨てピアス (クリアワークス)

ピアスを着けられない時もピアスホールをしっかりと固定。目立ちにくいクリアカラーだから学校や会社でも安心。医療用ポリプロピレン製。

●耳たぶ対応 16本入
有効軸長:8mm

ヘッド
3mm 18G
1.0mm



ボール×8
フルムーン×8
C300



スター×8
フルムーン×8
C501



ハート×8
フルムーン×8
C502



フルムーン×16
C506


●クリアワークスマルチ 16本入

用途に合わせて16本のさまざまな形状のピアスと
2本の拡張器がパックされています。
先端が少し膨らんだ外れにくいキャッチレスデザイン。

おすすめ 就寝時に スポーツをする時に
収縮・閉塞の予防に さまざまな部位に対応



詳細説明



CML

滅菌済アクセサリーピアス



軸径
14G

スリーパー (軟骨用)

●シルバーカラー (医療用ステンレス)



●ゴールドカラー (純金処理した医療用ステンレス)



軸径
16G

スリーパー (耳たぶ用)

●シルバーカラー (医療用ステンレス)



●ゴールドカラー (純金処理した医療用ステンレス)



金属アレルギー対応

キャプティブ

●シルバーカラー (純チタン)



ケア用品



●アフターケア

ジェル状なのでピンポイントでケアが行なえます。
毎日のケアは便利でお手軽なのがいちばん。

指定医薬部外品

G4
プラスジェルKS
20ml



使用説明動画




●金属アレルギー防止液

アクセサリーに直接塗布する樹脂コート剤。金属イオンを封じ込め、
アレルギーによる炎症を防ぎます。金属アレルギーが気になる方へ。

穴あけ用ファーストピアスにはお使いいただけません。

MC
メタルコート
7ml

ピアスホール完成まで耳の薄い人で約4週間、厚い人で約6週間ほどかかります。
その期間、ピアスは外さずに次のケアを行なうようにしてください。



入浴前に1日1回、ピアスの軸の部分にプラス
ジェルを塗り①・②のように前後にピアスを
動かします。入浴後はピアスを③のように
前後に動かしプラスジェルを洗い流します。
最後に水分を綿棒で拭き取ってください。