


45ジュールの高出力で 細毛にも効果絶大! ヤケドなし! 光脱毛モンスターマシン登場!

新開発!



高橋知之医師
(写真・渋谷高橋医
院院長・美容研
究会会長)が細毛
にも反応するよう
これまでない高
出力照射を実現し
かつヤケドを防ぐ
冷却装置を内蔵した光脱毛機の開発に成功した。
開発機はP-NAIN SYSTEMと名づけ、5月
のビューティーワールドジャパン2004において
この最新機を公表した。

世界一のレーザー脱毛施術数を誇る
渋谷高橋医院院長・高橋知之医師
がプログラムしたシステム

永久保証へ挑戦!

冷却装置を内蔵した光脱毛機の開発に成功した。開発機はP-NAIN SYSTEMと名づけ、5月のビューティーワールドジャパン2004においてこの最新機を公表した。同光脱毛機は、発光面に組み込んだファイアチップの中を内蔵された冷却装置から送られてくる冷水が循環し、肌を直接強力に冷却するため、なんと冷却という高出力照射が可能となる。レーザーおよび光脱毛にとって、直接肌冷却こそが、安全確保のための必須条件であることは高橋医師が世界一のレーザー脱毛施術臨床例からあきらかにしていた。しかし、冷却装置を内蔵している機器は現状では一機種(リミナス社のエステライト(販売・セティカンパニリミテッド))があるのみで、他には出回っていない。高橋医師が開発した光脱毛機P-NAIN SYSTEMの斬新さのポイントを紹介します。



高橋医師が開発した光脱毛機P-NAIN SYSTEMの斬新さのポイントを紹介します。

高橋医師は、3月に光脱毛機の汎用外付け冷却装置「クールチップ」を発表したばかり。安全確保の決定打を打ち出したことにより、光脱毛におけるヤケド問題に終結宣言を高く掲げた。その直後、今度はこれまでも考えられなかった安全高出力照射マシンを世に出したわけだ。この光脱毛

安全確保問題への傾注ぶりには舌を巻くばかり。一昨年の秋、東京地裁においてレーザー脱毛医師法違反判決が出たことにより、公正な機関が治療をおこなって毛乳頭や皮膚腺開口部が破壊しないことを検証し、知らぬ間に脱毛効果が下がる対応に迫られた。その結果は、現場で効

を与えるという対応策が出された。一時しのぎの苦しいアイデアであることは業界関係者がこぞ認めている。二度と医師法違反を出さないというリスクマネジメントを優先すれば、脱毛効果の達成度が低下する。ほとんどの光脱毛機はそれを承知のうえで出力を一段と下げる対応に迫られた。その結果は、現場で効

さらにP-NAINが発売したことにより、今後、高出力照射で効果が達成されている機械が標準機となるのが考えられる。となれば、光脱毛機でのサービスマンが充実し、なおかつトラブルはきわめてまれになり、そもそも行政サイドが医師法違反を前提にした議論をおこなうことの本来的意味も消滅するだろう。

光脱毛機の一大大金塔が高コストパフォーマンスに集約!

| | |
|------------|--------------------|
| P-NAIN本体 | 7,087,500円(税込)/1式 |
| 脱毛ハンドピース | 367,500円/1本 5万発保証 |
| 脱毛ハンドピース再生 | 262,500円/1本 5万発保証* |
| 美顔ハンドピース | 472,500円/1本 5万発保証 |
| 美顔ハンドピース再生 | 367,500円/1本 5万発保証* |
| 外付フィルター | 73,500円/1個 |

発売元: JPSメディカル株式会社
●問い合わせ エステBizコールデスク TEL 03-3660-4367

光美容機からヤケドを追放!! 常に最高出力でOK!!

クールチップシステム version 1.1

世界一のレーザー脱毛施術数を誇る
渋谷高橋医院院長・高橋知之医師が考案したヤケド根絶マシンです。

—— 万一、ヤケドが生じた場合には治療費は発売元が負担いたします! ——

どのような光脱毛機にも
オーダーメイドで御注文を承ります。

従来では効果が得られなかった細い軟毛に対して機械の最高出力で重複連続照射5連発で効果を出すなど、クールチップを装着すれば不可能が可能になります。

発売元: JPSメディカル株式会社 問い合わせ: エステBizコールデスク Tel: 03-3660-4367

■驚異的な効果と高い安全性
P-NAIN SYSTEMは、強力な皮膚接触冷却装置とファイアチップのダブルアクションで効果は従来機の4倍

■脱毛、美顔のメニューに対応できる
脱毛用と美顔用のふたつの用途を使い分けられることができるプログラムが組まれている。ハンドピースに

■メンテナンスにグッドなワーカービリティ
2箇所のハンドピースポートはワンタッチで着脱できる操作性のよさ。これまでハンドピースを取り替える場合はドライバーで分解するのがあったり、また、機器の心臓部が複数のパーツボックスの引き出しに連なっていて、故障した場合はプログラムが故障部位を自動特定するので、その部位のパーツボックスを差し替えるだけで復旧できるという画期的なイシューメンテナンクス法を採用。日々

■進化成長するプログラム
機器のプログラムは現在のバージョンであり、高橋

まさにモンスターマシン!
P-NAINのおそろべき機能

■完成度の高い一貫システム
まず同機は、世界一のレーザー脱毛施術数を誇る渋谷高橋医院院長・高橋知之医師がプログラムしたシステムであるという一貫性がある。

■ワイドなスポットと強力なチャージャー
スポットサイズはこれまでの冷却装置つきのマシンに比べ8mm×34mmとかなり大きめである。約2秒間隔でチャージャーの強み。

■ランニングコストパフォーマンスと設定どおりの出力が最大まで得られる
ハンドピースランプは5万発保証、キャリアレシーブプログラムによって、ランプ出力の減衰を自動補正する機能が組み込まれているため、設定どおりの出力が得られるというこれまでないマシンメンテナンスが可能になる。

■メンテナンスにグッドなワーカービリティ
2箇所のハンドピースポートはワンタッチで着脱できる操作性のよさ。これまでハンドピースを取り替える場合はドライバーで分解するのがあったり、また、機器の心臓部が複数のパーツボックスの引き出しに連なっていて、故障した場合はプログラムが故障部位を自動特定するので、その部位のパーツボックスを差し替えるだけで復旧できるという画期的なイシューメンテナンクス法を採用。日々

■進化成長するプログラム
機器のプログラムは現在のバージョンであり、高橋

5倍、痛みは10分の1以下、安全性は10倍以上に向上した。

1スポットは2箇所あって脱毛用と美顔用のハンドピース最初からつけたままでいい。切り替えはディスプレイ上でワンタッチで切り換えることができる。今までの脱毛美顔切り替えマシンでは考えられない簡単さだ。

また、機器の心臓部が複数のパーツボックスの引き出しに連なっていて、故障した場合はプログラムが故障部位を自動特定するので、その部位のパーツボックスを差し替えるだけで復旧できるという画期的なイシューメンテナンクス法を採用。日々

また、機器の心臓部が複数のパーツボックスの引き出しに連なっていて、故障した場合はプログラムが故障部位を自動特定するので、その部位のパーツボックスを差し替えるだけで復旧できるという画期的なイシューメンテナンクス法を採用。日々

また、機器の心臓部が複数のパーツボックスの引き出しに連なっていて、故障した場合はプログラムが故障部位を自動特定するので、その部位のパーツボックスを差し替えるだけで復旧できるという画期的なイシューメンテナンクス法を採用。日々

今使っている光脱毛機がヤケド追放安全マシンに!

自由が丘エビサロンの鈴木啓介社長もクールチップを体験

クールチップ価格表 2004年5月現在

| 製品名 | 価格(税込) | 備考 |
|---------|---------------|-------------------|
| クールチップ1 | 1,365,000円/1式 | 冷却機本体1台にチップ1個のセット |
| クールチップ2 | 1,837,500円/1式 | 冷却機本体1台にチップ2個のセット |

●クールチップ2を1台設置すれば、2台の光脱毛機を同時に冷却できる

6月スタート!
高橋医師の光脱毛勉強会
第1回PCA勉強会

テーマ: 光脱毛で永久保証をうたうには...

光美容研究会主催
○6月29日(火曜日)
午後2時~午後5時
講師: 高橋知之
(渋谷高橋医院院長)
(渋谷高橋医院院長)
会場: 東京都渋谷区神南1-12-16
16 アシアビル 渋谷高橋医院
定員: 25名
会費: 会員施設は無料、非会員施設は1000円。
○7月6日(火曜日)
午後2時~午後5時
講師: 高橋知之
(渋谷高橋医院院長)
(渋谷高橋医院院長)
会場: 大阪市芝田1-10-10 芝田ランドビル 大阪青木医院
定員: 25名
会費: 会員施設は無料、非会員施設は1000円。
●連絡先: 03-3660-4367
41(光美容研究会事務局・伊藤)