

光脱毛で永久保証できるか

脱毛サービスの質的向上の条件

高橋医師 第1回光脱毛勉強会開催

光美容研究会(高橋知之会長)は、6月29日東京の渋谷高橋医院会議室において、第1回P・C・A勉強会を開催した。講師は高橋知之医師「光脱毛で永久保証を講義をおこなったあと、機器の操作技術を約2時間の講義を受けたら講義を続ける。25名定員で募集した、26名の参加者があった。うち非会員サロンからは12人の参加があった。

難しいテーマをクリアする

高橋医師によるP・C・A勉強会。講師は高橋知之医師「光脱毛で永久保証を講義をおこなったあと、機器の操作技術を約2時間の講義を受けたら講義を続ける。25名定員で募集した、26名の参加者があった。うち非会員サロンからは12人の参加があった。

難題を解決するモンスターマシン

高橋医師が開発したP・C・Aマシン。高橋医師が開発したP・C・Aマシン。高橋医師が開発したP・C・Aマシン。

合法ビジネスとして経営を確立する

光美容研究会で「P・C・Aマシン」という名称を顧客との事前説明に使用するように会員に配布している。その内容は、「施術に使用する機械はヤケド防止のための皮膚冷却システムを内蔵しており、開発した渋谷高橋医院の高橋知之医師が定めた手順に従ってこの手順で行ないます。この手順で行なうヤケド防止の限りなヤケドに近づくこと、ヤケドしたとしても早期に治療を行えば、大事には至りません。万が一ヤケドが生じた場合は、即座に連絡してください。渋谷高橋医院に相談し、必要があれば近隣の医療機関へ紹介

熱心に質問する参加者


光美容研究会で「P・C・Aマシン」という名称を顧客との事前説明に使用するように会員に配布している。その内容は、「施術に使用する機械はヤケド防止のための皮膚冷却システムを内蔵しており、開発した渋谷高橋医院の高橋知之医師が定めた手順に従ってこの手順で行ないます。この手順で行なうヤケド防止の限りなヤケドに近づくこと、ヤケドしたとしても早期に治療を行えば、大事には至りません。万が一ヤケドが生じた場合は、即座に連絡してください。渋谷高橋医院に相談し、必要があれば近隣の医療機関へ紹介

たつても脱毛終了がないから、顧客から誇大宣伝を指摘されるリスクを

たつても脱毛終了がないから、顧客から誇大宣伝を指摘されるリスクを。たつても脱毛終了がないから、顧客から誇大宣伝を指摘されるリスクを。



新開発! 世界一のレーザー脱毛施術数を誇る高橋知之医師が開発したP-NAINシステム



驚異的な効果と高い安全性 P-NAINは、強力な直接皮膚冷却装置を内蔵、あらかじめ組み込まれたサファイアガラスのダブルアクションで効果は従来機の4.5倍、痛みは1/10以下、安全性は10倍以上向上した。



キャリアブレイションプログラム ハンドピースは5万発保証、キャリアブレイションプログラムのよって、ランプアウトの減衰をオートチェック補正。最後まで設定おりの出力が得られる。これまでにないマシンメンテナンスを実現。使用後はランプのみ交換の再生サリンスがありランニングコストもリーズナブル。メンテナンスで2カ所のハンドピースポートはワンタッチで着脱できる操作性のよき。これまでハンドピースを取り替える機器はドライバで分解していたのがばかどなる。



質問に答える高橋医師

高橋医師によるP・C・A勉強会。講師は高橋知之医師「光脱毛で永久保証を講義をおこなったあと、機器の操作技術を約2時間の講義を受けたら講義を続ける。25名定員で募集した、26名の参加者があった。うち非会員サロンからは12人の参加があった。

P-NAIN SYSTEM

■脱毛ハンドピース:
波長:700nm - 950nm
パルス幅:20ms - 50ms
(シングルモード、1ms間隔で自由設定できる)
出力:15 J/cm² - 45 J/cm²
(色白な肌であれば最高出力での施術が可能)
■美麗ハンドピース:
波長:560nm - 950nm
(640nm - 950nmに交換できる外付フィルターも開発中。これを装着すれば従来は禁忌とされていた肝斑にも対応できる)
パルス幅:0.1ms - 9.9ms
(シングルモード・ダブルモード、0.1ms間隔で自由設定)
出力:7 J/cm² - 37 J/cm² (グリッドスペーサー対応)
最強のサロン経営を実現する
脱毛サービスに絶対必要な戦略マシンがこのコストで実現!

今使っている光脱毛機がヤケド追放安全マシンに!

■クールチップ価格(光脱毛機ごとの受注生産品)
クールチップ1 1,365,000円/1式 冷却機本体1台にチップ1個のセット
クールチップ2 1,837,500円/1式 冷却機本体1台にチップ2個のセット

世界初! 世界一のP-NAINの驚異の機能

完成度! 一貫システム
世界初! シュータイム数
パルス幅 持続時間
自由設定できる最強の45 J/cm² ハンドピース

脱毛美顔のメニューに
脱毛美顔のメニューに
脱毛美顔のメニューに

強いなスポットと強力なチャージャー
強いなスポットと強力なチャージャー
強いなスポットと強力なチャージャー

機器の心臓部は番号のついたパーツボックスの引き出しにできている。故障したときはログラムが故障部分のボックス

高橋医師の光脱毛勉強会
高橋医師の光脱毛勉強会
高橋医師の光脱毛勉強会

高橋医師の光脱毛勉強会
高橋医師の光脱毛勉強会
高橋医師の光脱毛勉強会

光美容機からヤケドを追放!! 常に最高出力でOK!!

クールチップシステム version 1.1

世界一のレーザー脱毛施術数を誇る
渋谷高橋医院院長・高橋知之医師が考案したヤケド根絶マシンです。

— 万一、ヤケドが生じた場合には治療費は発売元が負担いたします! —

どのような光脱毛機にも
オーダーメイドで御注文を承ります。

従来の効果を得られなかった細かい軟毛に対して機械の最高出力で連続照射5連発で効果を出すなど、クールチップを装着すれば不可能が可能になります。

発売元: JPSメディカル株式会社 問い合わせ: エステBiz コールデスク Tel: 03-3660-4367

SPAKARU

★ スパカル エッセンス 軽井沢で生まれた、スパ&エステ化粧品

フィトアロマトラピー(植物有効成分、芳香成分による心身の癒し)効果と、
トラソセラピー(海洋有効成分の癒し)を同時に体験できる。美肌力再生を
目的に作られた、誰もが、ぜひ使ってみたいエッセンスです。

お肌に塗るだけでリフティング! 1分で結果を出す!
確実な結果から信頼が生まれる。繁盛店3ヶ所/1カ所
現場で実証された、実感できる効果・結果を出す! 見せる!

【発売元・資料請求先】
ユーストリー株式会社
軽井沢町追分355-14
TEL. 0267(44)1787
FAX. 0267(44)1797

www.spa-karuizawa.jp